


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Clc4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y696

품목 번호: CM0028391



소개

인간 CLIC4 (p64H1)를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 염화물 세포내 채널, 산화환원효소, 혈관생성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLIC4 Rabbit pAb
비고/별칭	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
종	인간
GeneID (인간)	25932
GeneID	25932
면역원	인간 CLIC4의 아미노산 1-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_039234.1)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y696
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백