


Wb, Elisa용 항-Clip1 다클론 항체 - P30622

품목 번호: CM0017178



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 CLIP1 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포골격 역학과 소포 수송에 관여하는 미세소관 플러스-엔드 추적 단백질을 표적으로 합니다. 암 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLIP1 토끼 pAb
비고/별칭	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
종	인간
GeneID (인간)	6249
GeneID	6249
면역원	인간 CLIP1 (NP_002947.1)의 아미노산 1228-1427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30622
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백