


Wb, Elisa용 항-Clip1 토끼 다클론 항체 - P30622

품목 번호: CM0030379



소개

인간 CAP-Gly 도메인 함유 링커 단백질 1(CLIP1/CLIP-170)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 미세소관 역학 및 소포 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLIP1 토끼 pAb
비고/별칭	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6249
유전자 ID	6249
면역원	인간 CLIP1 (NP_002947.1)의 아미노산 1228-1427에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30622
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백