


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-CLN5 토끼 다클론 항체 - O75503

품목 번호: CM0013159



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 CLN5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. BMP 합성 및 신경원성 세로이드 리포푸신증에 관여하는 리소좀 효소인 비스(모노아실글리세로)인산 합성효소 CLN5를 인식합니다. 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLN5 토끼 pAb
비고/별칭	CLN5; NCL
종	인간
GeneID (인간)	1203
GeneID	1203
면역원	인간 CLN5 (NP_006484.1)의 아미노산 96-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75503
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩