

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-CLN8 다클론 항체 - Q9Uby8

품목 번호: CM0021701

소개

WB, IHC-P, ELISA용 토끼 항-CLN8 다클론 항체.
신경보호 및 세포 증식에 관여하는 ER 막 단백질인 인간 CLN8(Q9UBY8)을 표적으로 합니다. 뉴런 세로이드 리포푸신증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLN8 토끼 pAb
비고/별칭	EPMR; TLC6; C8orf61; CLN8
종	인간
유전자ID (인간)	2055
유전자ID	2055
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBY8
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스백