

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Clns1A 폴리클로날 항체 - P54105

품목 번호: CM0019517



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 CLNS1A (pICln)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 스플라이스솜 snRNP 조립 및 Sm 단백질 메틸화에 관여합니다. RNA 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLNS1A Rabbit pAb
비고/별칭	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1207
GeneID	1207
면역원	인간 CLNS1A (NP_001284.1)의 아미노산 1-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P54105
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)