

Anti-Clns1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P54105

품목 번호: CM0024834



소개

인간 CLNS1A (methylosome subunit pICln)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용되는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 스플라이소좀 조립 및 mRNA 스플라이싱 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLNS1A Rabbit pAb
비고/별칭	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
종	인간
GeneID (Human)	1207
GeneID	1207
면역원	인간 CLNS1A (NP_001284.1)의 아미노산 1-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54105
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백