


Anti-Clock Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O15516

품목 번호: CM0012319



소개

Anti-CLOCK 토끼 단일클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 CLOCK과 반응합니다. 합성 펩타이드 면역원(aa 100-200). 생체리듬 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CLOCK Rabbit mAb
비고/별칭	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
종	인간
GeneID (Human)	9575
GeneID	9575
면역원	합성 펩타이드 인간 CLOCK (NP_004889.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15516
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백