


Wb, Elisa용 항Clock 토끼 다클론 항체 - O15516

품목 번호: CM0028150



소개

인간 CLOCK(KAT13D/bHLHe8)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 CLOCK을 검출합니다. 일주기 리듬 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLOCK 토끼 pAb
비고/별칭	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
종	인간
유전자ID (인간)	9575
유전자ID	9575
면역원	인간 CLOCK (NP_004889.1)의 아미노산 450-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15516
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스 팩