


Ihc-P, Elisa용 Anti-Clpb 토끼 다클론 항체 - Q9H078

품목 번호: CM0022714



소개

인간 CLPB를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 CLPB를 검출합니다. 미토콘드리아 단백질 항상성 및 선천성 항바이러스 면역 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CLPB 토끼 pAb
비고/별칭	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; 카제인분해 펩티다제 B 단백질 상동체
종	인간
GeneID (인간)	81570
GeneID	81570
면역원	인간 CLPB의 아미노산 572-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_110440.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H078
단백질 분자량	57kDa/72kDa/74kDa/75kDa/78kDa
배송	아이스팩