


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Clpp 단일클론 항체 - Q16740

품목 번호: CM0009114



소개

Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 CLPP Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 ClpXP 프로테아제 서브유닛, 30 kDa 단백질을 표적으로 하며, 단백질 품질 관리에 핵심적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLPP Rabbit mAb
비고/별칭	DFNB81; PRLTS3; CLPP
종	인간
GeneID (Human)	8192
GeneID	8192
면역원	합성 펩타이드 인간 CLPP (Q16740)의 아미노산 178-277에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16740
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백