


Wb, Elisa용 Anti-Clpp Rabbit Polyclonal Antibody - Q16740

품목 번호: CM0029763



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 인간 CLPP(미토콘드리아 ClpP 프로테아제)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 품질 관리 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLPP Rabbit pAb
비고/별칭	DFNB81; PRLTS3; CLPP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8192
GeneID	8192
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16740
단백질 크기	30kDa
배송	아이스 백(Ice bag)