

Wb 및 Elisa용 Anti-Clptm1 토끼 단일클론 항체 - O96005

품목 번호: CM0011077

소개

인간 CLPTM1(구순구개열 막관통 단백질 1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간과 교차 반응합니다. GPI 결합 단백질 처리 및 GABA성 신호 전달 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLPTM1 토끼 mAb
비고/별칭	CLPTM1; 막관통 단백질
종	인간
유전자 ID (인간)	1209
유전자 ID	1209
면역원	인간 CLPTM1(O96005)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O96005
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩