

Wb 및 Elisa용 항-Clptm1 토끼 다클론 항체 - O96005

품목 번호: CM0025129

소개

인간 CLPTM1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. GABAergic 전달, 지질 스크램블링 및 GPI-앵커 처리 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CLPTM1 토끼 pAb
비고/별칭	CLPTM1
종	인간
유전자 ID (인간)	1209
유전자 ID	1209
면역원	재조합 단백질 인간 CLPTM1 (NP_001285.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O96005
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 팩