


Wb, Elisa용 Anti-Clpx Rabbit Monoclonal Antibody - O76031

품목 번호: CM0003266



소개

인간 CLPX, 미토콘드리아 ATP 의존성 샤페론에 대한 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 품질 관리 및 헴 생합성 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CLPX Rabbit mAb
비고/별칭	EPP2; CLPX
종	인간
GeneID (인간)	10845
GeneID	10845
면역원	합성 펩타이드 인간 CLPX(O76031)의 아미노산 534-633 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O76031
단백질 무게	69 kDa
배송	아이스백