


Wb, Elisa용 Anti-Clspn(Claspin) 토끼 다클론 항체 - Q9Haw4

품목 번호: CM0023112



소개

인간 CLSPN/Claspin(UniProt Q9HAW4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. DNA 손상 체크포인트, 복제 포크 안정성 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLSPN 토끼 pAb
비고/별칭	CLSPN; claspin
종	인간
GeneID(인간)	63967
GeneID	63967
면역원	합성 펩타이드[인간 CLSPN(NP_001177410.1)의 아미노산 650-750 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAW4
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스팩