

Wb, Elisa용 Anti-Clstn3 다클론 항체 - Q9Bqt9

품목 번호: CM0013051

소개

사람 Calsyntenin-3(CLSTN3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 CLSTN3을 검출하며, 예측 분자량은 106 kDa입니다. 시냅스 생물학 및 열생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CLSTN3 Rabbit pAb
비고/별칭	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
종	사람
GeneID (사람)	9746
면역원	사람 CLSTN3(NP_055533.2)의 아미노산 730-850에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BQT9
단백질 중량	106kDa
배송	아이스팩