

Wb, Elisa용 항-Clta 다클론 항체 - P09496

품목 번호: CM0028616



소개

인간 클라트린 경쇄 A(CLTA)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포내이입 및 유사방추 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLTA 토끼 pAb
비고/별칭	LCA; CLTA
종	인간
GeneID (인간)	1211
GeneID	1211
면역원	인간 CLTA (NP_001824.1)의 아미노산 1-218번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09496
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백