

Anti-Cltb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P09497

품목 번호: CM0029620

소개

인간 CLTB(클래트린 경쇄 B)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응. 코팅된 소포 및 소낭에 대한 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLTB Rabbit pAb
비고/별칭	LCB; CLTB
종	인간
유전자 ID (인간)	1212
유전자 ID	1212
면역원	제조합 단백질 인간 CLTB (NP_001825.1)의 아미노산 1-211에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09497
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백