

Anti-Cluh Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

품목 번호: CM0014260

소개

인간 CLUH(CLU1)를 표적으로 하는 토끼
폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에
적합합니다. 인간 및 마우스 CLUH를 검출합니다.
미토콘드리아 생합성 및 세포질 분포 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLUH Rabbit pAb
비고/별칭	CLU1; CLUH
종	인간
GeneID (Human)	23277
GeneID	23277
면역원	인간 CLUH (NP_056044.3)의 아미노산 1120-1309에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75153
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백