


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-클러스테린 다클론 항체 - P10909

품목 번호: CM0017974



소개

클러스테린(ApoJ, TRPM-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 아폽토시스, 보체계 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	클러스테린 토끼 pAb
비고/별칭	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; 클러스테린
종	인간
GeneID (인간)	1191
GeneID	1191
면역원	인간 클러스테린 알파 사슬(NP_976084.1)의 아미노산 220-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10909
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩