


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-클라스테린 토끼 단클론 항체 - P10909

품목 번호: CM0002171



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 재조합 토끼 단클론 항-클라스테린 항체입니다. 아포토시스, 보체 억제 및 단백질 응집에 관여하는 세포의 샤페론인 인간 클라스테린을 검출합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	클라스테린 토끼 mAb
비고/별칭	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, 클라스테린
종	인간
유전자 ID (인간)	1191
유전자 ID	1191
면역원	인간 클라스테린 알파 사슬(NP_001822.3)의 아미노산 314-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10909
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백