

Wb, Elisa용 항-Clvs2 토끼 다클론 항체 - Q5Syc1

품목 번호: CM0023124

소개

인간 클라베신-2(Clavesin-2, CLVS2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 엔도솜/리소솜 형태 및 신경 단백질 수송 연구에 이상적이며, 재조합 면역원을 사용했습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLVS2 토끼 pAb
비고/별칭	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
종	인간
유전자 ID	134829
면역원	인간 CLVS2 (NP_001010852.2)의 아미노산 265-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5SYC1
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩