

Wb 및 Elisa용 항-Cmas 토끼 다클론 항체 - Q8Nfw8

품목 번호: CM0015004

소개

인간 CMAS(CMP-N-아세틸뉴라민산 합성효소)에 대한
고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서
검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다.
시알산 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CMAS 토끼 pAb
비고/별칭	CSS; CMAS
종	인간
유전자ID (인간)	55907
유전자ID	55907
면역원	인간 CMAS(NP_061156.1)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NFW8
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩