

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cmip 다클론 항체 - Q8Iy22

품목 번호: CM0019268

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 CMIP 특이적 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. T세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CMIP 토끼 pAb
비고/별칭	TCMIP; CMIP
종	인간
GeneID (인간)	80790
GeneID	80790
면역원	인간 CMIP(NP_938204.2)의 아미노산 640~773번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IY22
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩