

Wb 및 Elisa용 항-Cmklr1 다클론 항체 - Q99788

품목 번호: CM0021350



소개

인간 CMKLR1(ChemR23)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. 대사성 염증 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CMKLR1 토끼 pAb
비고/별칭	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
종	인간
GeneID (인간)	1240
GeneID	1240
면역원	합성 펩타이드 인간 CMKLR1(NP_001135815.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99788
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩