

Wb 및 Elisa용 Anti-Cmklr1 토끼 다클로날 항체 - Q99788

품목 번호: CM0014436



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 CMKLR1 (Chemerin 수용체)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 면역학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CMKLR1 Rabbit pAb
비고/별칭	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1240
면역원(Immunogen)	인간 CMKLR1 (NP_001135815.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q99788
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)