

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Cmtm6 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nx76

품목 번호: CM0002386

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 고품질 anti-CMTM6 토끼 단일클론 항체. PD-L1 재활용 및 T세포 무반응성의 주요 조절자인 인간 및 랫드 CMTM6을 인식합니다. 면역 체크포인트 연구 및 암 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CMTM6 Rabbit mAb
비고/별칭	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
종	인간
유전자 ID (인간)	54918
유전자 ID	54918
면역원	인간 CMTM6 (NP_060271.1)의 아미노산 84-183에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9NX76
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백