

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cnbp 토끼 다클론 항체 - P62633

품목 번호: CM0013267

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Anti-CNBP 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에 반응합니다. 전사 억제 및 RNA 결합 연구에 적합합니다. 19 kDa 단백질.

[자세히 알아보기](#)

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 매개변수    | 값                                                     |
| 제품명     | CNBP 토끼 pAb                                           |
| 비고/별칭   | DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP        |
| 종       | 인간                                                    |
| 유전자 ID  | 7555                                                  |
| 면역원     | 인간 CNBP의 아미노산 70-170 영역에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001120668.1) |
| 숙주      | 토끼                                                    |
| 분류      | 다클론 항체                                                |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 랫드                                           |
| SWISS   | P62633                                                |
| 단백질 분자량 | 19kDa                                                 |
| 배송      | 아이스팩                                                  |