

Wb, Elisa용 Anti-Cndp1 폴리클로널 항체 - Q96Kn2

품목 번호: CM0030127



소개

WB, ELISA용으로 검증된 CNDP1 토끼 폴리클로널 항체 (CN1, CPGL2). 인간 베타-Ala-His 다이펩티다제(혈청 카르노신나제)를 타겟으로 하며, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 카르노신 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84735
유전자 ID	84735
면역원(Immunogen)	인간 CNDP1 (NP_116038.4)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96KN2
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)