

Anti-Cndp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Kp4

품목 번호: CM0013858



소개

사람, 마우스 및 쥐에서 Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 CNDP2에 대한 토끼 폴리클론 항체. 글루타치온 대사 및 세포 주기 조절에 관여하는 세포질 비특이적 디펩티다제.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNDP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
종	사람
유전자 ID (사람)	55748
유전자 ID	55748
면역원	제조합 단백질/사람 CNDP2 (NP_060705.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q96KP4
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백