

Anti-Cnga3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16281

품목 번호: CM0027386



소개

인간 CNGA3를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 광수용체 cGMP 개통 채널 서브유닛 알파-3을 인식하며, 광전도에 핵심적인 역할을 합니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNGA3 Rabbit pAb
비고/별칭	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNGG3; CCNCalpha; CNGA3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1261
GeneID	1261
면역원(Immunogen)	인간 CNGA3 (NP_001289.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16281
단백질 분자량(Protein Weight)	79kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)