

Wb, Elisa용 Anti-Cnga4 토끼 다클로날 항체 - Q8Iv77

품목 번호: CM0013013



소개

CNGA4에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 사람과 마우스 샘플에 반응합니다. CNGA4는 후각 신호 전달에 관여하는 순환 뉴클레오타이드 개폐 채널입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNGA4 Rabbit pAb
비고/별칭	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
종	Human
GeneID (사람)	1262
GeneID	1262
면역원	사람 CNGA4 (NP_001032406.1)의 아미노산 416-575에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q8IV77
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩