

Wb, Elisa용 Anti-Cnmd 폴리클로날 항체 - O75829

품목 번호: CM0023317

소개

인간 CNMD (CHM1/LECT1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 연골세포 성장과 혈관생성을 조절하며, 골격 발달 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 사양                                                             |
| 제품명                      | CNMD Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭                    | CHM1; CHM-1; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD                       |
| 종(Species)               | Human                                                          |
| GeneID (인간)              | 11061                                                          |
| GeneID                   | 11061                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 CNMD의 아미노산 75-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_008946.1). |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                         |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies                                          |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human                                                          |
| SWISS                    | O75829                                                         |
| 단백질 분자량                  | 37kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |