

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cnn3 토끼 다클론 항체 - Q15417

품목 번호: CM0024631

소개

인간 CNN3(칼포닌-3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 CNN3(~36 kDa)와 반응합니다. 평활근 수축 및 액틴 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNN3 토끼 pAb
비고/별칭	CNN3
종	인간
유전자 ID (인간)	1266
유전자 ID	1266
면역원	인간 CNN3 (NP_001830.1)의 아미노산 220-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15417
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩