

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cnnm1 다클론 항체 - Q9Nru3

품목 번호: CM0020112

소개

금속 수송체 CNNM1(ACDP1, CLP-1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 면역원: 인간 CNNM1의 아미노산 692-951을 포함하는 재조합 융합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNNM1 토끼 pAb
비고/별칭	ACDP1; CLP-1; CNNM1
종	인간
GeneID (인간)	26507
GeneID	26507
면역원	인간 CNNM1(NP_065081.2)의 아미노산 692-951에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NRU3
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스팩