

Anti-Cnot1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - A5Ykk6

품목 번호: CM0030018



소개

인간 CNOT1에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 CNOT1을 인식하며, mRNA 데아데닐화 및 전사 조절 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNOT1 토끼 pAb
비고/별칭	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
종	인간
유전자 ID (인간)	23019
유전자 ID	23019
면역원	인간 CNOT1 (NP_057368.3)의 아미노산 2137-2376에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	A5YKK6
단백질 분자량	267kDa
배송 방식	아이스백