

Wb, Elisa용 항-Cnot8 다클론 항체 - Q9Uff9

품목 번호: CM0027527



소개

WB 및 ELISA용 토끼 유래 항-CNOT8 다클론 항체입니다. mRNA 데아데닐화 및 번역 조절에 관여하는 CCR4-NOT 복합체 촉매 서브유닛인 인간 및 생쥐 CNOT8을 검출합니다. 분자생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNOT8 토끼 pAb
비고/별칭	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
종	인간
유전자ID (인간)	9337
유전자ID	9337
면역원	인간 CNOT8 (NP_004770.4)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9UFF9
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩