


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cnpase 다클론 항체 - P09543

품목 번호: CM0019398



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 CNPase(CNP) 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 신경생물학, 수초 연구 및 항바이러스 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	CNPase 토끼 pAb
비고/별칭	CNPI; HLD20; CNPase
종	인간
유전자 ID	1267
면역원	인간 CNPase(NP_149124.3)의 아미노산 152-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09543
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩