

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cnpase Rabbit Monoclonal Antibody - P09543

품목 번호: CM0003321



소개

인간 Cnpase(P09543)를 표적으로 하는 고허이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 쥐와 랫드에 대한 교차반응성을 보입니다. 수초 생물학 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CNPase Rabbit mAb
비고/별칭	CNP1; HLD20; CNPase
종	인간
GeneID (인간)	1267
GeneID	1267
면역원	합성 펩타이드: 인간 CNPase(P09543)의 아미노산 322-421에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P09543
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백