


Anti-Cnpase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P09543

품목 번호: CM0014807



소개

CamelBio는 인간 CNPase (CNP1/CNP로도 알려짐)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체를 제공합니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가지며, 미엘린, 신경 퇴행 및 항바이러스 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNPase Rabbit pAb
비고/별칭	CNP1; HLD20; CNPase
종	Human
GeneID (Human)	1267
GeneID	1267
면역원	인간 CNPase (NP_149124.3)의 아미노산 150-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P09543
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백