


Anti-Cnr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

품목 번호: CM0016536



소개

인간 CNR1(CB1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 신경과학 및 대사 연구에서의 카나비노이드 수용체 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNR1 Rabbit pAb
비고/별칭	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
종	인간
GeneID (Human)	1268
GeneID	1268
면역원	인간 CNR1 (NP_001153698.1)의 아미노산 401-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21554
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백