

Anti-Cntd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N815

품목 번호: CM0019607

소개

CNTD1 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 감수분열 및 교차 형성 연구를 위한 Cyclin N-terminal domain-containing protein 1의 특이적 검출.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNTD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CNTD; COSA1; CNTD1
종	인간
GeneID (Human)	124817
GeneID	124817
면역원	인간 CNTD1의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001317151.1)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N815
단백질 무게	37kDa
배송	아이스백