


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Cntf 토끼 다클론 항체 - P26441

품목 번호: CM0023835



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA 검증 완료된 CNTF 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 CNTF를 검출합니다. 신경 생존, 분화 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNTF 토끼 pAb
비고/별칭	HCNTF; CNTF
종	인간
유전자 ID (인간)	1270
유전자 ID	1270
면역원	합성 펩타이드 인간 CNTF(NP_000605.1)의 아미노산 24-74 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P26441
단백질 무게	23kDa
배송	아이스팩