

Wb, Elisa용 Anti-Cntfr Rabbit Polyclonal Antibody - P26992

품목 번호: CM0029828



소개

인간 CNTFR을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. CNTF 신호 전달, 운동 뉴런 생존 및 신경보호 메커니즘 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNTFR Rabbit pAb
비고/별칭	CNTRF
종	인간
GeneID	1271
면역원	인간 CNTFR (NP_671693.1)의 아미노산 90-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26992
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백