


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cntn1 토끼 다클론 항체 - Q12860

품목 번호: CM0023601



소개

F3/GP135로도 알려진 토끼 다클론 CNTN1 항체로, 인간, 마우스 및 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNTN1 토끼 pAb
비고/별칭	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
종	인간
GeneID (인간)	1272
GeneID	1272
면역원	인간 CNTN1 (NP_778203.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12860
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스 팩