

Anti-Cntn3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P232

품목 번호: CM0016179



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 CNTN3(Contactin-3, BIG-1, PANG)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNTN3 Rabbit pAb
비고/별칭	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5067
GeneID	5067
면역원	인간 CNTN3 (NP_065923.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9P232
단백질 크기	113kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)