

Wb 및 Elisa용 항-Cntn4 토끼 다클론 항체 - Q8Iwv2

품목 번호: CM0014056

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CNTN4 토끼 다클론 항체입니다. 신경 돌기 성장과 시냅스 형성에 관여하는 신경 세포 접착 분자인 인간 콘택틴-4(BIG-2)를 표적으로 합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNTN4 토끼 pAb
비고/별칭	AXCAM; BIG-2; CNTN4
종	인간
유전자ID (인간)	152330
유전자ID	152330
면역원	인간 CNTN4 (NP_001193885.1)의 아미노산 448-697에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8Iwv2
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스백