

## 항응고 인자 Iii/조직 인자 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P13726

품목 번호: CM0018174



### 소개

인간 응고 인자 III/조직 인자(CD142, TF)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 수준을 검출. 지혈 및 혈전증 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 사양                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 응고 인자 III/조직 인자 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭   | TF; TFA; CD142; Coagulation factor III/Tissue Factor                    |
| 종       | 인간                                                                      |
| 유전자 ID  | 2152                                                                    |
| 면역원     | 인간 응고 인자 III/조직 인자(NP_001984.1)의 아미노산 120-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                                      |
| 카테고리    | 폴리클론 항체                                                                 |
| 응용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                                       |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                             |
| SWISS   | P13726                                                                  |
| 단백질 분자량 | 33kDa                                                                   |
| 배송      | 아이스백                                                                    |