

Wb, If/Icc, Elisa용 항응고 인자 X(F10) 토끼 다클론 항체 - P00742

품목 번호: CM0015514



소개

사람 응고 인자 X(F10)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 지혈, 혈전증 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	F10 토끼 pAb
비고/별칭	FX; FXA; F10
종	사람
GeneID(사람)	2159
GeneID	2159
면역원	재조합 단백질 / 사람 F10(NP_000495.1)의 아미노산 235-488에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P00742
단백질 중량	55kDa
배송	아이스팩